

VICORDER®

 **80 Beats**
MEDICAL



Blutdruckmessung

ABI, TBI und segmentale Drucke, untere und obere Extremitäten

Optionen: Bi-direktionaler CW-Doppler, PPG, Oszillometrie

Hochauflösende Darstellung der Flusskurven

Puls-Volumen-Aufzeichnung (PVR)

Bi-direktionaler Spektral-Doppler (CW)

Photoplethysmographie (PPG)



Alle Modalitäten

Umfassende Testprotokolle

ABI/TBI, segmentale Untersuchungen, akrale Druckmessung und Oszillometrie

Ausführliche und benutzerdefinierte Protokolle einschließlich Belastungstests, Provokationstests, Tests für Thorakales Outlet Syndrom, Fistula Steal, Palmar Arch



PRÄZISE

EINFACH

SCHNELL

MOBIL

80beatsmedical.com

Antworten aus einer Hand




Vicorder® ABI/PVR System Konfiguration

| | Doppler* | PPG* | OSZ* |
|---|----------|----------|----------|
| Beschreibung | | | |
| Vicorder - Tragbares Gefäßlabor, USB-Kabel und Gerätetasche | X | X | X |
| Druckschläuche - links (blau) und rechts (rot) | X | X | X |
| Druckmanschetten - 10cm (4), 12cm lang (2), 1,9cm lang (2) | X | X | X |
| PPG-Sensoren - links (blau) und rechts (rot) & Fingerclips | X | X | Optional |
| CW 8MHz Dopplersonde und Kabel | X | Optional | Optional |
| CW 5MHz Dopplersonde | Optional | Optional | Optional |

Vicorder® Weitere Optionen

| | Doppler* | PPG* | OSZ* |
|---|----------|----------|----------|
| Beschreibung | | | |
| Vicorder - Portables Gefäßlabor, USB-Kabel und Gerätetasche | N/A | N/A | X |
| Druckschläuche - links (blau) und rechts (rot) | N/A | N/A | X |
| Druckmanschetten - 10cm (4), 12cm lang (2), 1,9cm lang (2) | N/A | Optional | Optional |



*Einschließlich Software-Lizenzierung und gelistetem Zubehör